



超音波スケーラー&歯面清掃器 キャンペーン

キャンペーン期間 2013年5月1日(水)~6月28日(金)


※当キャンペーンは数量限定販売です。期間中でも限定数に達し次第、終了させていただきますので、お早めにご用命ください。

EMS社製品を対象にした期間限定のキャンペーンです。
この機会をお見逃しなく、ぜひお求めください。

対象製品


超音波スケーラー

ピエゾンマスター700
ミニマスターLED
ミニマスター
ミニピエゾン
ピエゾンアクセサリー



歯面清掃器

エアフローマスター
エアフローマスターピエゾン
エアフローSI ソリッド
エアフローSII ソリッド
エアフローアクセサリー



超音波スケーラー&アクセサリ

歯周治療やメンテナンス時など目的に応じた洗浄液の使用が可能なEMS超音波スケーラー(超音波治療器)と専用カートの設定を特別価格でご購入いただけます。また専用チップやハンドピースもお求めいただきやすい価格でご用意いたしました。

標準医院価格	特別標準医院価格
¥450,000	特別価格
¥350,000	特別価格
¥350,000	特別価格
¥255,000	特別価格

1 **ピエゾンマスター700 一式** + **マルチカート 1台**




2 **ミニマスターLED 一式** + **マルチカート 1台**



LEDライト付
ハンドピース搭載

3 **ミニマスター 一式** + **マルチカート 1台**



4 **ミニピエゾン 一式** + **マルチカート 1台**



			標準医院価格	特別標準医院価格
5	チップA 	歯肉縁上の歯石除去用	1本 ¥10,000	1本 特別価格 ※3本以上でお買い求めください。
6	チップP 	歯肉縁上、歯肉縁下3mmまでの歯石除去用	1本 ¥14,700	1本 特別価格 ※3本以上でお買い求めください。
7	チップPS 	歯肉縁下10mmまでの歯石除去用	1本 ¥14,700	1本 特別価格 ※3本以上でお買い求めください。
8	チップPL3 	歯肉縁下のデブリッドメント用	1本 ¥14,700	1本 特別価格 ※3本以上でお買い求めください。
9		ペリオプロライン3P PL1、PL2、PL3 各1 ステリボックス5H 1	1セット ¥48,000	1セット 特別価格
10		ピエゾンマスター400 ハンドピースU ピエゾンマスター400、ミニマスター、 ミニピエゾン、エアフローSII [ソリッド]用	1本 ¥65,000	1本 特別価格
11		LEDハンドピース ピエゾンマスター700、 ミニマスターLED、 エアフローマスターピエゾン用	1本 ¥90,000	1本 特別価格

安心してご使用いただくために


必ず純正のチップをお使いください

EMS社の超音波スケーラーには、必ずEMS社製の専用チップをご使用ください。その他のチップをお使いになると、機械の動作が保証できず、危険です。また、故障の原因となることがあります。

摩耗したチップは早めに交換しましょう

過度に摩耗したチップを使用すると患者さまへの負担が大きくなり、歯質にダメージを与える恐れがあります。また、ハンドピースそのものへの負担も増大します。

* 交換時期の目安には、機械に付属のチップウェアガイドを使用してください*



CHECK!!

ガイドにチップを重ねてチェック。
チップが赤いラインよりも摩耗したら交換してください。

新たにチップウェアガイドをご入用の際は、
お出入りの歯科商店様にお申し出ください。

(チップウェアガイドは、チップA・P・PS・PL3にのみ対応しています。)

ハンドピースやコンビトルクレンチもこまめに滅菌しましょう

ハンドピースやコンビトルクレンチも、チップと同様に滅菌が必要です。
また、これらの器材はあらかじめ複数用意し、交替で使用することにより、
器材を長持ちさせることができます。



無料

エアフローをお使いいただいている 歯科医院様へ

患者さま向けポスター&リーフレットリニューアル。
ご入用の際は、お出入りの歯科商店様に
お申し出ください。

片面:縁上の
歯面清掃機能


A3サイズポスター

片面:縁上の
歯面清掃機能
歯周ポケットの
メンテナンス

リーフレット

エアフロー&アクセサリ

しつこい色素沈着やプラークを素早く除去するエアフローと専用のカートのセットを、特別価格でご購入いただけます。また、エアフローの旧タイプをご使用の医院様にはソリッド用ハンドピースへのバージョンアップキットをご用意しました。その他、エアフローにご使用頂くアクセサリもお求めいただきやすい価格でご提供いたします。



		標準医院価格	特別標準医院価格
1	エアフローマスター 一式  マルチカート 1台 	¥650,000	特別価格
2	エアフローマスターピエゾン 一式  マルチカート 1台 	¥750,000	特別価格
3	エアフロー-SI ソリッド 一式  マルチカート 1台 	¥400,000	特別価格
4	エアフロー-SII ソリッド 一式  マルチカート 1台 	¥600,000	特別価格
5	 エアフロー-SI・SII用 アップデートキット ハンドピース白1、ホース1、 清掃針(長:1、短:1)、ニードルガイド1 適応機種/エアフロー-SI、エアフロー-SII	¥60,000	特別価格
6	 エアフロー-S ソリッド用 ハンドピース 色調:2色(白・青) 適応機種/エアフロー-SI、エアフロー-SII、 エアフローマスター、エアフローマスターピエゾン	1本 ¥35,000	1本 特別価格
7	 エアフロー-S ソリッド用 ホース 適応機種/エアフロー-SI、エアフロー-SII	1本 ¥35,000	1本 特別価格

超音波スケーラー&歯面清掃器キャンペーン 注文書

キャンペーン期間 2013年5月1日(水)~6月28日(金)

超音波スケーラー & アクセサリー

製 品		数 量
1	ピエゾンマスター700 一式 + マルチカート 1台	セット
2	ミニマスターLED 一式 + マルチカート 1台	セット
3	ミニマスター 一式 + マルチカート 1台	セット
4	ミニピエゾン 一式 + マルチカート 1台	セット
5	チップA 歯肉縁上のスケーリング用 1本 [※]	本
6	チップP 歯肉縁下3mmまでの歯石除去用 1本 [※]	本
7	チップPS 歯肉縁下10mmまでの歯石除去用 1本 [※]	本
8	チップPL3 歯肉縁下のデブライドメント用 1本 [※]	本
9	ペリオプロライン3P 1セット PL1、PL2、PL3 各1 ステリボックス5H 1	セット
10	ピエゾンマスター400 ハンドピースU 1本 ピエゾンマスター400、ミニマスター、ミニピエゾン、エアフローSII [ソリッド]用	本
11	LEDハンドピース 1本 ピエゾンマスター700、ミニマスターLED、エアフローマスターピエゾン用	本

※チップの単品につきましては、同一種類3本以上でのご注文をお願いいたします。

エアフロー & アクセサリー

製 品		数 量	
1	エアフローマスター 一式 + マルチカート 1台	セット	
2	エアフローマスターピエゾン 一式 + マルチカート 1台	セット	
3	エアフローSI [ソリッド] 一式 + マルチカート 1台	セット	
4	エアフローSII [ソリッド] 一式 + マルチカート 1台	セット	
5	エアフローSI・SII用 アップデートキット 1キット	キット	
6	エアフローS [ソリッド]用ハンドピース 1本	色調:2色(白・青)	白 本 青 本
7	エアフローS [ソリッド]用ホース 1本	本	

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

記載の価格は2013年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

貴医院名

ご住所 〒

TEL.

()

取扱い店