

株式会社アスカデンタルサプライ×株式会社ジーシー

コラボフェア 2021

完全予約制

日時

2021 8月1日 日 10:00-16:00

場所

(株)アスカデンタルサプライ  
TEL: 0742-61-6480

奈良県奈良市北永井町372番地 奈良事務機別館3階

感染防止  
対策実施中



洗浄・消毒・滅菌



メラサーム  
MELAtherm10

滅菌前の器材の洗浄・消毒から乾燥まで全自動。スタッフの感染リスク、作業負担も軽減します

一般医療機器 13B1X00155000270

バキュレープ  
Vacuklav31B+

ユーロパ規格に準拠したクラスB滅菌器。水処理装置「メラデム40」を使用することで水道水と直結が可能です



管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AKBX00237000



メラクイック  
MELAquick12+

クラスSタイプのコンパクトな高圧蒸気滅菌器。ハンドピースを短時間で滅菌できます

管理医療機器 特定保守管理医療機器 225AKBX00142000

CT診断装置

AadvaGX100 3D



φ23×24cm  
フルスカル撮影可能  
※MX仕様にオプションの  
スティッチング搭載時

ワンショットセファロ  
わずか0.2秒。患者の  
ブレによる画質の  
劣化を低減できます  
※オプション



管理医療機器 特定保守管理医療機器 302AMBZX00002000

歯科用ユニット

イオムアクア

EOM AQUA

専用サイトは  
こちらから



衛生性、快適性、操作性  
3つのコンセプトから  
うまれたユニットです

標準搭載

水路洗浄システム

水回路洗浄システム「ツインターボクリーナー II」は、フラッシングと同時に薬液による水回路の洗浄と翌日のすすぎを行うことで口腔内を含む水を衛生的に保ちます



スピットン周辺のパーツは取り外して清掃が可能。



操作パネルやシートもフラット仕上げ。



## 材料製品

多目的光重合型2液性ボンディング材

### G2-ボンド ユニバーサル

新接着技術「デュアルH-テクノロジー」により、歯質にもコンポジットレジンにも強力安定した接着を実現



管理医療機器 302AKBX00045000

歯垢染色ジェル

### トリプラークIDジェル

3色に染め分け

プラークを「新しい(赤)・古い(青紫)・う蝕リスクが高い(水色)」3色に染め分け。患者さんの動機づけや指導ツールとしてオススメ



症例写真：Prof Ian Meyers



## 双眼ルーペ EyeMagシリーズ

### アイマグ スマート EyeMag Smart

広い視野を希望の方  
初めてルーペをお使いになる方に

- 倍率 2.5倍
- 作業距離 300mm~550mm

一般医療機器 13B1X00119005080

### アイマグ プロ EyeMag PRO

プロフェッショナルユース。クリアで  
高倍率な視野を希望される方に

- 倍率 3.2~5.0倍
- 作業距離 300mm~500mm

一般医療機器 13B1X00119005090

### EyeMag Smartシリーズ

### 選べるマウント方式

### EyeMag PRO シリーズ



EyeMag Smart  
眼鏡式



EyeMag Smart  
スポーツフレーム



EyeMag Pro S  
ヘッドバンド



EyeMag Pro F  
チタン眼鏡フレーム

LED照明システム

### EyeMag Light II




- パワフルなLEDランプで明るく鮮明な術野を確保
- コンポジットレジン硬化抑制オレンジフィルタ標準搭載
- EyeMag SmartおよびEyeMag PROに装着可能

一般医療機器 13B1X00119004080

### (株)アスカデンタルサプライ

奈良県奈良市北永井町372番地  
奈良事務機別館3階  
TEL：0742-61-6480

皆さまが安心してご来場いただけますよう、感染拡大防止対策を実施しております。



## 完全予約制

(株)アスカデンタルサプライ × (株)ジーシーコラポフェア2021来場ご予約お申込書

**FAX 0742-61-6481**

(株)アスカデンタルサプライ

ご来場予定日	貴医院名	ご参加者名
8 / 1 (日) _____ 時頃		
ご住所	電話番号	(株)アスカデンタルサプライ
〒		担当者名 _____

※同一時間に多数の申し込みの場合は来場時間の調整をお願いをすることがございます。

※ご記入いただきました個人情報は当該フェアの運営ならびに今後の弊社展示会やセミナーのご案内に活用させていただきます。